


## Purehold Produkt-Leitfaden



**Purehold PRO**  
Gelspender  
Türgriff



**Purehold PULL**  
Antibakterielle  
Türgriffabdeckung



**Purehold LEVER**  
Antibakterielle  
Türgriffabdeckung



**Purehold PUSH**  
Antibakterielle  
Türdrückerplatte



**Gehen Sie bei der Türhygiene keine Kompromisse ein - schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Besucher mit Purehold!**

## Purehold PRO - Gelspender-Türgriff

Gibt beim Öffnen der Tür das Desinfektionsmittel auf die Hand des Benutzers ab. Perfekt für den Einsatz in Hochrisikobereichen, in denen es wichtig ist, dass die Benutzer ihre Hände reinigen.

**PRO Griff Listenpreis -**  
**Gel-Nachfüllpackung Listenpreis -**



## Purehold PULL - Antibakterielle Türgriffabdeckung

Eine antibakterielle Türgriffabdeckung, die 99,9 % der Bakterien abtötet. Die Silberionentechnologie sorgt dafür, dass der Griff sauber zu berühren ist. Einfache Montage und Demontage an den meisten zylindrischen Stangen Griffen ohne Werkzeug.

**Listenpreis -**



## Purehold LEVER - Antibakterielle Türgriffabdeckung

Eine antibakterielle Türgriffabdeckung, die 99,9 % der Bakterien abtötet. Die Silberionentechnologie sorgt dafür, dass der Griff sauber zu berühren ist. Einfache Montage und Demontage an den meisten Türgriffen ohne Werkzeug.

**Verfügbare Modelle - 2** (Griff «Gerade» und Griff «Gebogen»). Siehe untenstehendes Beispiel für beide Typen.



**Griff «Gerade»**



**Griff «Gebogen»**

**Listenpreis -**

## Purehold PUSH - Antibakterielle Türdrückerplatte

Eine antibakterielle Türdrückerplatte, die 99,9 % der Bakterien tötet. Die Silberionentechnologie sorgt dafür, dass der Griff sauber zu berühren ist. Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug.

**Preise für Standardgrößen:**

Vollständiges Starterpaket Listenpreis - / Ersatz-Frontplatte Listenpreis -

**Preise für XXL-Größe:**

Vollständiges Starterpaket Listenpreis - / Ersatz-Frontplatte Listenpreis -



## Umfangreiche unabhängige Tests

Ein umfangreiches unabhängiges Testprogramm wurde für alle Purehold-Produkte durchgeführt. Diese Tests werden im Folgenden zusammengefasst:

### Test des PRO-Griffs

**Test 1** - Unabhängiger Feldtest im Queen Alexandra Hospital - durchgeführt vom Wickham Laboratory.

- PRO-Griffe wurden mit einem Abstrich überprüft und erwiesen sich als 98,5% sauberer als Standard-Türgriffe.

**Test 2** - Unabhängiger Feldtest im Queen Alexandra Hospital - durchgeführt von Wickham Laboratory.

- 12 Handpaare, die den Purehold PRO NICHT BENUTZTEN = 2.510 KBE
- 12 Handpaare, die den Purehold PRO BENUTZTEN = 332 KBE
- **KBE-Reduzierung aufgrund des Purehold PRO-Griffs = 87%**

### Test der antibakteriellen Abdeckung

**Test 1** - Laborprüfungen - ISO 22196:2011 - Messung der antibakteriellen Aktivität auf Kunststoffen und anderen Oberflächen. Über einen Zeitraum von 24 Stunden zeigte sich, dass:

- 99,99% der E-Coli Bakterien abgetötet werden
- 99,99% der Staph. Aureus abgetötet werden
- 98,6% der Salmonellen abgetötet werden

**Test 2** - Unabhängiger Feldtest 1 - durchgeführt von Wickham Laboratory.

- 3 Türpositionen wurden ausgewählt (Herrentoilette, Damentoilette und die Türe einer gut besuchten Kantine)
- Kontrolliert wurde durch den Vergleich mit Edelstahl-Türgriffen, von denen je zwei Abstriche genommen wurden.
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Purehold-Griff (im Durchschnitt) 87,6% sauberer ist als die Edelstahl-Türgriffe

**Test 3** - Unabhängiger Feldtest 2 - durchgeführt von Wickham Laboratory.

- Dieser Versuch replizierte das gleiche Testverfahren wie der Feldtest 1 (Anhang 2)
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Purehold-Griff im Durchschnitt 98,3 % sauberer ist als die kontrollierten Edelstahl-Türgriffe.