

Purehold

Pure Hold Hygienegriff

„80% der Infektionen werden durch Berührung übertragen“

Copper Development Association

„Wir berühren bis zu 300 Oberflächen in einer halben Stunde“

Sunday Times. 10. Mai 2009. Peta Bee

„Kontaminierte Finger könnten nacheinander ein Virus auf bis zu sieben sauberen Oberflächen übertragen“

Journal of Hospital Infection Ausgabe 58, 2004

„Der Pure Hold Hygienegriff ist eine wirklich spannende Entwicklung im Bereich der Infektionsprävention. Das ursprüngliche Konzept, das durchdachte Design und die einfache Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit werden ein äusserst nützlich Hilfsmittel für die Verbesserung der Einhaltung der Handhygienevorschriften in jeder Einrichtung darstellen.“

Matt Richardson - Leitender Krankenpfleger für Infektionsprävention - Queen Alexandra Hospital, Portsmouth



Suhner AG 5620 Bremgarten Schweiz
Tel (++41) 056 648 42 42
Fax (++41) 056 648 42 45
www.suhner-ag.ch

Eröffnet Ihnen eine
sauberere Welt


Purehold

Möchten Sie in Ihrer Einrichtung auf einfache Weise Kreuzkontaminierungen verhindern?

Das ist einfach mit dem Pure Hold Hygienegriff



Dermatologisch getestet



- Geeignet für die Nutzung in:
- Pharmazeutischen Reinräumen
 - Herstellungsbereichen von Kosmetika und Toilettenartikeln
 - Lebensmittelverarbeitenden Betrieben
 - Toiletten & Waschräumen
 - Medizinischen/zahnärztlichen/Pflegeeinrichtungen
- Unabhängig nachgewiesene Wirksamkeit gegen Bakterien (EN1500) und Viren (EN14476)
 - Die Hände fühlen sich sauber und erfrischt an, ohne klebrige Rückstände.
 - pH-Wert von 5,5 zur Unterstützung des natürlichen pH-Wertes der Haut

Untersuchungen zeigen, dass unsaubere Hände regelmässig Türgriffe kontaminieren können und umgekehrt. Dadurch können sich Keime auf bis zu sieben verschiedenen Oberflächen ausbreiten und übertragen werden. Der Purehold Hygienegriff hilft, dieses Problem zu lösen.

Der innovative neue Hygienegriff bietet eine einfache, effektive Lösung für das Problem der weit verbreiteten Nichteinhaltung von Handhygiene-vorschriften und reduziert gleichzeitig das Risiko einer Kreuzkontamination innerhalb Ihrer Produktionsumgebung erheblich.

Zusammen mit den Spezialisten für Infektionskontrolle des NHS entwickelt, ist das Produkt so konzipiert, dass es Ihre bestehenden Handhygieneabläufe ergänzt.

Die Überprüfung der Einhaltung von Hygienevorschriften hat gezeigt, dass der Hygienegriff die Einhaltung der Handhygienevorschriften deutlich erhöht hat; in einigen Fällen um über 700%!

Das Ergebnis sind höhere Standards, eine Reduzierung von Kreuzkontaminationen und ein verstärktes Bewusstsein für die Bedeutung einer guten Handhygiene.

*unabhängig geprüft/getestet

Schnellverschlussdeckel.....
(ermöglicht einfachen Zugang zu einer austauschbaren Einweg-Gelflasche)

Sichere Gel-Versorgung
(sichere Unterbringung der Einweg-Gelflasche)

Vorratsbehälter und visuelle Anzeige
(stellt sicher, dass dem Griff nie das Gel ausgeht)

Gel-Dosierhandgriff
(trägt bei Berührung Gel auf die Hand des Benutzers auf)



Purehold